

Универсальный хирургический аспиратор Atmos C 401 производства ATMOS MedizinTechnic (Германия)



Atmos C401
базовый блок
легко
снимается с
тележки для
портативного
использования
с одним
контейнером
для секрета

Atmos C 401 на тележке
для мобильного использования
с двумя контейнерами для секрета

Мощный универсальный хирургический аспиратор Atmos C 401 предназначен для аспирации и забора секрета, промывных растворов, биологических жидкостей, инородных тел из организма. Идеально подходит для продолжительных операций более 8 часов в общей, кардиоторакальной, сосудистой, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии и гинекологии. Используется в

- операционной,
- эндоскопии,
- гинекологии,
- ЛОР кабинетах,
- палатах и отделении ИТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ATMOS	C 401 с тележкой	C 401 настольный
Скорость воздуш. потока	40 л/мин +3/-5 л/мин	
Вакуум	от 0 до -91 кПа	
Индикатор вакуума	циферблат диаметром 63 мм	
Контейнер для секрета	2 × 3 л	3 л
Материал контейнеров	полисульфон	
Питание от сети	230 В ~ 50/60 Гц	
Время работы	> 8 ч непрерывной работы в сутки	
Уровень шума	≤ 48 дБ при максимальном вакууме	
Габариты (В × Ш × Г)	1010 × 360 × 440 мм	330 × 240 × 360 мм
Вес базового блока	6,7 кг с контейнером	
Комплект поставки	базовый прибор, 3 × 2 л контейнера для секрета, набор шлангов, сетевой кабель, тележка, педаль включения/выключения, педальный регулятор вакуума	

Для удобства пользователя

