

Kanmed WarmCloud



Система обогрева пациента на операционном столе KanMed WarmCloud

Новая революционная система обогрева пациента на операционном столе KanMed WarmCloud производства KanMed AB (Швеция) позволяет долгое время поддерживать нормотермию пациента, а также осуществлять профилактику пролежней.

Система использует новую технологию: воздушный матрас располагается под пациентом, где создает мягкую, теплую воздушную подушку. Основной блок генерирует давление и температуру в матрасе, находящиеся в блоке вентиляторы обеспечивают постоянную циркуляцию теплого воздуха в матрасе. Этот блок, который управляется ручным контроллером, располагается под операционным столом, где не мешает персоналу.

Система предпочтительна для использования в оперблоках и в ожоговых отделениях.



Система профилактики и лечения гипотермии KanMed WarmCloud состоит из основного блока, ручного контроллера и воздушного матраса, имеет сигнализацию тревоги и оснащена несколькими функциями для обеспечения безопасности. Система выполняет постоянный мониторинг давления в матрасе, работы вентиляторов и терморегуляции. Предохранители выключают систему при обнаружении серьезной неисправности, также имеется предохранительный клапан сброса избыточного давления в матрасе.



ОСНОВНОЙ БЛОК

- располагается под операционным столом.
- Габариты: 32 × 40 × 37 см (Ш × В × Д); вес 27 кг,
- длина шлангов: 150 см
- Напряжение: 220-240 В~, 50-60 Гц
- Потребляемая мощность: 150 ВА (в среднем); 700 ВА (максимально)
- Время надувания матраса: 90 сек матрас 200 см
- Время нагрева: 4 мин.

РУЧНОЙ КОНТРОЛЛЕР

- Габариты: 12 × 3 × 15 см (Ш × В × Д); вес 0,65 кг,
- Длина кабеля: 3 м
- Выбор температуры: 20°- 42°С
- Выбор давления: 20-60 мбар

ОДНОРАЗОВЫЕ МАТРАСЫ

- Материал: Этиленвинилацетат (EVA пластик) с нетканым покрытием
- Стандартный: 200 × 50 × 5 см (Д × Ш × В); 0,95 кг
- Короткий: 110 × 50 × 5 см (Д × Ш × В); 0,45 кг
- Широкий: 200 × 60 × 5 см (Д × Ш × В); 1,0 кг

МНОГОРАЗОВЫЕ МАТРАСЫ

- Материал: EVA пластик, покрытие из полиэстера с полиуретаном
- Широкий: 200 × 60 × 5 см (Д × Ш × В); 1,2 кг
- Маленький: 100 × 50 × 5 см (Д × Ш × В); 0,8 кг

ЧП "Парамед"
03187, Киев, Украина
Пр-т Академика Глушкова, 31-А, офіс 4
Тел./факс: +38 044 581 13 60
 +38 044 581 13 61
e-mail: info@paramed.com.ua
www.paramed.com.ua